



MANUALE D'USO

Software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL

Rev. 6.0

Data di revisione 26/06/2024

Solo Rx



Esco Medical Technologies, UAB

Gamybos g. 2 • Ramučiai, Kauno r., 54468 Lituania

Tel +370 37 470 000

www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com

Per assistenza tecnica, contattare:

Europa

Esco Medical Technologies, UAB

Gamybos g. 2 • Ramučiai, Kauno r., 54468 Lituania

Tel +370 37 470 000

www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com

Nord America

Esco Technologies, Inc.

903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, USA

Tel. 215-441-9661 • Fax 484-698-7757

www.escolifesciences.us • eti.admin@escoglobal.com

Resto del mondo

Esco Micro Pte. Ltd.

21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777

Tel. +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920

www.escolifesciences.com • mail@escolifesciences.com

Informazioni sul Copyright

© Copyright 2014 Esco Micro Pte Ltd. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questo manuale e il prodotto che accompagna sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati Esco.

Esco si riserva il diritto di apportare modifiche periodiche di lieve entità alla progettazione senza l'obbligo di comunicare a soggetti o imprese dette modifiche.

Sentinel™ è un marchio registrato Esco.

Attenzione: Le limitazioni previste dalla legislazione federale consentono la vendita di questo dispositivo esclusivamente a un medico autorizzato o su sua prescrizione.

Uso consentito solo a professionisti appositamente formati e qualificati. Il dispositivo è venduto con esenzione 21 CFR 801 sottoparte D.

"Il materiale contenuto in questo manuale è fornito al solo scopo informativo. I contenuti e il prodotto descritti in questo manuale (compresi eventuali appendici, addendum, allegati o inclusioni) sono soggetti a modifiche senza preavviso. Esco non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale. In nessun caso Esco potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o consequenziali, derivanti o correlati all'uso di questo manuale.


Indice

1 Come usare questo manuale	5
2 Avvertenze di sicurezza	5
3 Scopo/uso previsto.....	5
4 Informazioni sul prodotto.....	6
5 Informazioni sul software Visualizzatore	8
6 Installazione del software	9
6.1 Requisiti.....	9
7 Esecuzione del Visualizzatore	9
7.1 Avvio	9
7.2 Schermata principale.....	10
7.3 Time-lapse	11
7.3.1 Schermata dell'elenco pazienti.....	11
7.3.2 Schermata time-lapse	14
7.3.2.1 Annotazioni	17
7.3.2.2 Funzione di misurazione dell'embrione.....	22
7.3.2.3 Mappa della capsula	24
7.3.2.4 Tempo ideale.....	26
7.3.2.5 Funzione di confronto	27
7.3.2.6 Funzione di ingrandimento massimizzato dell'immagine	29
7.3.2.7 Funzione di registrazione dei dati di incubazione	29
7.3.2.8 Funzione di visualizzazione riepilogo	33
7.3.2.8.1 Schermata di riepilogo del modello di punteggio dell'embrione	38
7.3.2.9 Funzione di esportazione.....	42
7.3.2.10 Preselezioni immagine	48
7.3.2.10.1 Impostazioni avanzate	50
7.3.2.10.2 Creazione preimpostazione di immagine	53
7.4 Pazienti	56

7.4.1 Schermata elenco pazienti	56
7.4.2 Schermata paziente	59
7.4.3 Schermata trattamento	63
7.4.4 Schermata di creazione time-lapse.....	70
7.5 Incubatori.....	73
7.6 Impostazioni	75
7.6.1 Annotazioni.....	76
7.6.2 Stati dell'embrione.....	78
7.6.3 Modelli di punteggio.....	79
7.6.3.1 Modelli di punteggio gerarchici.....	83
7.6.3.1.1 Creazione del nodo condizionale.....	84
7.6.3.1.2 Creazione del nodo di risultato	85
7.6.3.1.3 Rimozione dei nodi condizionali e di risultato.....	87
7.6.3.1.4 Funzioni aggiuntive.....	89
7.6.3.2 Modelli di punteggio ponderato	90
7.6.3.3 Eliminazione dei modelli di punteggio	92
8 Assistenza tecnica	93

1 Come usare questo manuale

Il manuale è progettato per essere letto per sezioni e non nella sua interezza. Ciò significa che, qualora il manuale dovesse essere letto dall'inizio alla fine, presenterà alcune ripetizioni e sovrapposizioni.

 **La versione digitale del manuale d'uso in inglese e tutte le versioni tradotte disponibili sono reperibili sul nostro sito web, www.esco-medical.com.**

Per consultare il manuale d'uso, è sufficiente seguire la seguente procedura:

1. Fare clic sulla scheda “Prodotti” nel menu di navigazione.
2. Scorrere verso il basso e selezionare “Incubatore MIRI® Time-Lapse”.
3. Continuare a scorrere verso il basso per trovare la sezione “Documentazione e risorse”.
4. Fare clic sulla scheda “Informazioni per gli utenti”.

2 Avvertenze di sicurezza

- Chiunque lavori con, sopra o nelle vicinanze di questa apparecchiatura dovrebbe leggere questo manuale. La mancata lettura, comprensione e osservanza delle istruzioni fornite in questa documentazione può provocare danni all'unità, infortuni al personale operativo e/o prestazioni scadenti dell'apparecchiatura.
- Qualsiasi regolazione, modifica o manutenzione interna di questa apparecchiatura dev'essere eseguita da personale di assistenza qualificato.
- In questo manuale, i punti importanti relativi alla sicurezza verranno contrassegnati dai seguenti simboli:



NOTA

Viene utilizzata per attirare l'attenzione su un elemento specifico.



AVVERTENZA

Prestare attenzione.

3 Scopo/uso previsto

Gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL di Esco Medical sono destinati a fornire un ambiente con temperatura, CO₂ e altri gas controllati per lo sviluppo di embrioni. Questo modello dispone di un microscopio invertito e un sistema di imaging integrati per la

visualizzazione degli embrioni. L'uso del dispositivo è limitato a sei giorni (199 ore), coprendo il tempo dalla post-fecondazione al 6° giorno dello sviluppo.

4 Informazioni sul prodotto

Gli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12 Esco Medical sono incubatori CO₂/O₂ con capacità time-lapse. Nel modello MIRI® TL6 è possibile incubare fino a 84 embrioni, mentre nel modello MIRI® TL12, fino a 168 embrioni. Gli incubatori multicamera IVF possono generare immagini in time-lapse, fornite per identificare la qualità e le fasi dello sviluppo.

Il riscaldamento diretto delle capsule nelle camere offre condizioni di temperatura superiori rispetto agli incubatori multicamera IVF convenzionali.

La temperatura nella camera rimarrà stabile fino a 1 °C (anche quando il coperchio rimane aperto per 30 secondi) e verrà ripristinata entro 1 minuto dalla chiusura del coperchio.

L'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 Esco Medical dispone di 6 camere di coltura riscaldate completamente separate, mentre il modello MIRI® TL12 di 12 camere. Ogni camera è dotata di un coperchio riscaldato e spazio per una sola capsula CultureCoin®.

Per garantire le massime prestazioni, l'impianto dell'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 Esco Medical dispone di 12 termoregolatori PID completamente separati tra loro, mentre MIRI® TL12 di 24. Questi controllano e regolano la temperatura nella camere di coltura e nei coperchi. Le camere non influenzano in alcun modo le temperature reciproche. Le parti superiore e inferiore di ogni camera sono separate da uno strato di PET di modo che la temperatura del coperchio non influenzi il fondo. Ai fini della validazione, ogni camera è dotata di un sensore PT-1000 integrato. Il circuito è separato dall'elettronica del dispositivo, quindi rimane un sistema di validazione effettivamente separato.

L'incubatore multicamera IVF deve essere rifornito con CO₂ al 100% e N₂ al 100% al fine di essere in grado di controllare le concentrazioni di gas CO₂ e O₂ nelle camere di coltura.

Un sensore di CO₂ a infrarossi a doppio raggio con velocità di deriva estremamente basse controlla i livelli di CO₂. Un sensore chimico di ossigeno di grado medicale controlla il livello di O₂.

Il tempo di recupero del gas è inferiore a 3 minuti in seguito ad apertura del coperchio. Per validare la concentrazione del gas, l'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 è dotato di 6 porte di campionamento del gas che consentono all'utente di campionare il gas dalla singola camera, mentre MIRI® TL12 di 12.

L'incubatore multicamera IVF è dotato di un sistema di ricircolo del gas attraverso il quale il gas viene continuamente immesso nella camera ed espulso alla stessa velocità. Il gas viene filtrato tramite luce UVC a 254 nm con contatto diretto del gas tra la lampada e il gas, quindi attraverso un filtro VOC e un filtro HEPA. La luce UVC è caratterizzata da filtri che inibiscono qualsiasi radiazione da 185 nm in grado di produrre ozono pericoloso. Il filtro VOC è collocato sotto la luce UVC.

Il riempimento completo del gas nel sistema richiede meno di 5 minuti.

Il consumo di gas complessivo è molto basso. Inferiore a 2 l/h CO₂ e 5 l/h N₂ durante l'utilizzo.

Per motivi di sicurezza, l'incubatore multicamera IVF dispone di un sistema di controllo del gas molto completo, che consiste in: regolatore di pressione (previene pericolosi problemi di pressione del gas), sensori di flusso del gas (il consumo effettivo può essere cumulativo), sensori di pressione del gas (l'utente sa che la pressione e la variazione possono essere registrate per evitare condizioni pericolose), filtri del gas (per evitare problemi alle valvole).

La sede della capsula CultureCoin® nella camera è facilmente raggiungibile e individuabile grazie alla numerazione delle camere e alla possibilità di scrivere sul coperchio bianco con una penna.

L'incubatore multicamera IVF è stato sviluppato e progettato principalmente per l'incubazione di gameti ed embrioni con sovrapposizione di uno strato di paraffina e olio minerale.

Il display a LED verticale è ampio, chiaro e facile da leggere a distanza. L'utente può verificare se i parametri sono corretti senza avvicinarsi all'unità.

Il software è in esecuzione sul touchscreen integrato. Il PC controlla una microscopia in grado di generare un'immagine ogni 5 min. Una volta elaborate, queste immagini possono essere visualizzate come filmato time-lapse.

Il software contiene funzioni di registrazione per la registrazione e l'archiviazione dei dati a lungo termine. Il modulo Web consente il trasferimento dei dati QC per la valutazione fuori sede: in questo modo, il produttore può fornire un servizio prezioso ai clienti.

L'utente può collegare una sonda pH BNC standard all'unità e misurare il pH nei campioni secondo necessità.

Gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL sono dispositivi fissi. Il termine si riferisce ad apparecchiature che, una volta installate e messe in servizio, non sono destinate ad essere spostate da un luogo all'altro.

I dispositivi sono prodotti secondo un sistema completo di gestione della qualità certificato ISO 13485 per l'UE.

Questo prodotto soddisfa i requisiti degli standard EN60601-1 3a edizione come dispositivo equivalente di Classe I, tipo B adatto al funzionamento continuo. È inoltre conforme ai requisiti della direttiva 2017/745 UE in materia di dispositivi medici ed è classificato come dispositivo di Classe IIa ai sensi della norma II.

Norma sui dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) e Direttiva macchine (2006/42/CE) non sono applicabili agli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL. Inoltre, gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL non contengono né incorporano sostanze mediche, inclusi derivati di sangue o plasma umano, tessuti, cellule o loro derivati (di origine umana), o tessuti o cellule di origine animale o loro derivati, di cui al regolamento UE n. 722/2012.

5 Informazioni sul software Visualizzatore

Il software Visualizzatore degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL è uno strumento di informazione che può aiutare gli utenti dell'incubatore multicamera IVF MIRI® TL a elaborare i dati generati dagli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12. Il software contiene un database completo dei pazienti. Se l'utente lo desidera, nel database possono essere inseriti vari dettagli sul paziente e sul trattamento.

Il software può essere utilizzato anche senza inserire altre informazioni oltre al nome del paziente. Il software assegnerà un identificatore univoco a ciascun paziente, in modo che non possano generarsi confusioni. Con l'identificatore univoco e il time-lapse generato, il software consente di annotare lo sviluppo dell'utente oltre a fornire uno strumento di confronto grafico rapido che consente di comparare gli embrioni. Il software funziona inoltre come lettore video per la riproduzione del video in time-lapse.

Il software mostrerà anche lo stato dell'incubatore e le condizioni di allarme, ma le funzioni di avviso e interazione dell'utente sono tutte contenute nel dispositivo stesso.

La versione attuale del software del visualizzatore MIRI® TL è 1.21.0.0.

6 Installazione del software

Il software viene fornito preinstallato su un computer AIO.

6.1 Requisiti

Il software è validato e testato per funzionare con il sistema operativo Windows 8 o 10. Può essere eseguito anche con versioni precedenti di Windows, ma il produttore non può garantirne la stabilità.

Requisiti per il software del Visualizzatore MIRI® TL:

- Intel i5, i7 o AMD FX \geq 3,0 GHz.
- 4 GB di RAM.
- 4 GB di spazio di archiviazione disponibile.
- Display Full HD da 23" o 24" con funzionalità touch.
- Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit).
- Porta Ethernet Gigabit.

Requisiti del computer ibrido per Visualizzatore/Server MIRI® TL:

- Processore Intel i7 con classificazione benchmark CPU \geq 8000.
- \geq 8 GB di RAM.
- 256 GB di spazio di archiviazione SSD per software.
- 1000 GB di spazio di archiviazione SSD per archiviazione dati.
- Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit).
- Min. 2 porte USB 3.0 (tipo A) o successive.
- Porta HDMI in ingresso.
- Porta Ethernet Gigabit.

7 Esecuzione del Visualizzatore

7.1 Avvio

Sul desktop è presente un'icona di avvio "Visualizzatore MIRI® TL".




Figura 7.1 Icona "Visualizzatore MIRI® TL" sul desktop

Facendo doppio clic sull'icona, si avvierà l'applicazione Visualizzatore MIRI® TL e verrà visualizzata sulla schermata principale.

7.2 Schermata principale

La schermata principale mostra 4 pulsanti:

- Time-lapse (un elenco dei Time-lapse generati).
- Pazienti (il database dei pazienti).
- Incubatori multicamera IVF (gli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12 collegati al Visualizzatore).
- Impostazioni (un modulo che consente all'utente di personalizzare parametri, annotazione e tempi ideali).

Tutte le interazioni con il software sono intuitive e dirette. La navigazione tra i menu avviene premendo le relative icone colorate o la freccia indietro nell'angolo in alto a sinistra.

Nell'angolo inferiore della schermata principale del Visualizzatore degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, vengono fornite all'utente anche informazioni sulla conservazione.





Figura 7.2 Schermata principale del Visualizzatore degli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12

7.3 Time-lapse

7.3.1 Schermata dell'elenco pazienti

Premendo il pulsante "Time-lapse" si passa alla visualizzazione dell'elenco dei time-lapse generati sugli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL collegati. Se al server sono collegati più incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12, l'elenco sarà composto dai dati di tutti questi dispositivi.



Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5833	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F82-1C6C	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-03-31 09:45	2018-04-01 11:31	25.8	0	5	2018-03-31 09:45
MTL-DEMO-0F3F-0DDE	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-08 12:59	2018-02-10 21:11	56.2	0	5	2018-02-08 12:59
MTL-DEMO-0F3B-1A60	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-05 01:01	2018-02-10 01:07	120.1	0	5	2018-02-05 01:01
MTL-DEMO-1005-B419	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-12 12:19	2018-07-16 11:00	94.7	0	5	2018-07-12 12:19
MTL-DEMO-0FEB-B974	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 07:39	2018-07-03 00:04	160.4	0	5	2018-06-26 07:39
MTL-DEMO-0D89-3624-142	DEMO	1	Patient 1	P1	2017-03-19 07:18	2017-03-25 02:16	139.0	0	5	2017-03-19 07:18

Figura 7.3 Elenco dei time-lapse eseguiti

Nell'angolo in alto a sinistra del display principale è presente una **funzione di filtro** per l'incubatore multicamera IVF; questo consente all'utente di restringere la ricerca dei time-lapse selezionando un'incubatrice specifica. Inoltre, l'utente può anche applicare un filtro ai time-lapse selezionando lo stato desiderato: "Tutti", "Attivi" o "Terminati".




Figura 7.4 Opzioni della funzione filtro

Nell'angolo in alto a destra è presente una **funzione di ricerca** in cui è possibile inserire il numero del time-lapse, l'incubatrice, il nome o il codice del paziente da cercare.





Figura 7.5 Funzione di ricerca

Nella modalità predefinita, la visualizzazione elencherà tutti i time-lapse ordinati in base al numero di elaborazione (un contatore che conta dal 1° time-lapse a quello attuale e ne conta sempre uno in più quando viene avviato un nuovo time-lapse).


Il pulsante "Reset" ripristinerà tutti i filtri selezionati.



Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F82-1C6C	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-03-31 09:45	2018-04-01 11:31	25.8	0	5	2018-03-31 09:45

Figura 7.6 Pulsante "Reset".

Premendo il pulsante "Report" nell'angolo in alto a destra del menu principale del Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, l'utente può generare un file di annotazione time-lapse che conterrà anche i risultati del modello di punteggio collegato.



Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F82-1C6C	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-03-31 09:45	2018-04-01 11:31	25.8	0	5	2018-03-31 09:45
MTL-DEMO-0F3F-0DDE	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-08 12:59	2018-02-10 21:11	56.2	0	5	2018-02-08 12:59


Figura 7.7 Pulsante "Report"

Nel file esportato, i risultati del modello di punteggio dell'embrione sono elencati nelle ultime colonne del file excel.

AV	AW
Models	
Hierarchical test model	Weighted test model
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
Acceptable	6.334
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Figura 7.8 Posizione dei modelli di punteggio nel file excel esportato

Il pulsante "Elimina" cancellerà il time-lapse selezionato. L'utente può eliminare la voce time-lapse solo quando non è avviata nell'incubatore. Questa funzione consente all'utente di selezionare un altro incubatore se ha commesso un errore nella scelta dell'incubatore durante la creazione del time-lapse.



Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F82-1C6C	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-03-31 09:45	2018-04-01 11:31	25.8	0	5	2018-03-31 09:45
MTL-DEMO-0F3F-0DDE	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-08 12:59	2018-02-10 21:11	56.2	0	5	2018-02-08 12:59
MTL-DEMO-0F3B-1A60	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-05 01:01	2018-02-10 01:07	120.1	0	5	2018-02-05 01:01
MTL-DEMO-1005-B419	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-12 12:19	2018-07-16 11:00	94.7	0	5	2018-07-12 12:19
MTL-DEMO-0FEB-B974	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 07:39	2018-07-03 00:04	160.4	0	5	2018-06-26 07:39

Figura 7.9 Pulsante "Elimina"

La panoramica time-lapse mostra:

- Numero time-lapse (identificatore univoco del time-lapse).
- Incubatore Multicamera IVF (in cui è stato generato il time-lapse specifico dell'incubatore multicamera IVF MIRI® TL).
- Camera (in cui è stato generato il time-lapse specifico della camera degli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12).
- Nome paziente.
- Codice paziente.
- Ora di inizio (sospesa se ancora in esecuzione).
- Ora di fine (sospesa se ancora in esecuzione).
- Durata (h) (sospesa se ancora in esecuzione).

- Numero di aperture del coperchio (contatore che conta le aperture del coperchio nella camera specifica durante il time-lapse).
- Ciclo (min) (il tempo di ciclo impostato tra ogni serie di immagini).
- Creazione (la data e l'ora in cui è stato creato il file time-lapse).

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09

Figura 7.10 Menu time-lapse

Il filmato time-lapse può essere inserito qui facendo doppio clic sul time-lapse specifico che l'utente desidera aprire.

7.3.2 Schermata time-lapse

Un file di dati time-lapse viene aperto dalla schermata elenco time-lapse principale, dalla schermata paziente specifico o dalla schermata trattamento paziente specifico.

Una volta aperta, verrà presentata una schermata revolver con i file del filmato.




Figura 7.11 La schermata time-lapse di un paziente specifico

La schermata contiene i 14 pozzetti di una singola capsula CultureCoin®. A volte il pozzetto può essere visualizzato come inattivo (vedere Figura 7.12) e l'utente non potrà selezionarlo. Per selezionare l'attivazione o la disattivazione di un pozzetto specifico, consultare il

“Manuale d'uso degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI TL”, sezione 20.1.5
“Calibrazione manuale della posizione del pozzetto”.



Figura 7.12 Designazione del pozzetto inattivo

Quando il pozzetto è attivo, l'utente può selezionarlo e verrà visualizzato al centro della schermata revolver. Facendo clic sul pozzetto attivo si possono eseguire annotazioni, misurazioni, confronti e altro ancora, ingrandendo al contempo la schermata del pozzetto.

Al centro della schermata si trova un'area nella quale vengono fornite alcune informazioni necessarie, tra cui:

- Numero dell'incubatore.
- Numero della camera.
- Tempo di inseminazione.
- Aperture del coperchio durante il time-lapse.
- Stato del time-lapse: “Sospeso” o “Terminato”.

Nell'angolo in alto a sinistra della schermata Time-lapse, vengono forniti il numero ID time-lapse e le informazioni sul paziente.

A sinistra della schermata Time-lapse, si trova un traslatore del piano focale.



Figura 7.13 Traslattore del piano focale

Questo indicherà il numero di fasi con cui è stato generato il filmato time-lapse (ovvero, 3, 5 o 7). Utilizzando il dito o il mouse, l'utente può spostare l'indicatore blu verso l'alto e verso il basso per spostare tutti i filmati simultaneamente attraverso tutti i piani focali possibili. I piani focali non possono essere mostrati separatamente per i singoli pozzetti. Tutti i 14 pozzetti saranno sempre sullo stesso piano focale.

A destra, proprio vicino alla schermata principale del revolver, sono situati 5 controlli del lettore video. Consentono all'utente di spostarsi nel filmato, metterlo in pausa, riprodurlo o saltare all'inizio o alla fine.




Figura 7.14 Comandi del lettore video

L'indicazione in formato circolare del tempo attorno alla schermata revolver può essere utilizzata anche per selezionare rapidamente il tempo desiderato. Il tempo selezionato viene visualizzato a sinistra della schermata revolver, vicino al tredicesimo pozzetto.




Figura 7.15 Tempo selezionato

Quando il pozzetto specifico nel time-lapse attivo viene interrotto in un momento particolare nella modalità LiveView dell'incubatore multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, il software Visualizzatore lo indicherà nella schermata principale. Il software mostrerà il simbolo del quadrato e il tempo specifico in cui il time-lapse è stato interrotto.




Figura 7.16 La schermata time-lapse di un paziente specifico con 4 time-lapse interrotti




Figura 7.17 Schermata time-lapse, che si è fermato a 67,34 h

7.3.2.1 Annotazioni

L'utente può fare clic con il tasto sinistro del mouse su qualsiasi pozzetto con un embrione al suo interno per ingrandire il pozzetto al centro del revolver (spostandolo nella “zona attiva”). Questa azione comporta una leggera modifica della visualizzazione del menu, in cui l'utente può iniziare a utilizzare il sistema di annotazione. Si struttura intorno agli “Eventi” che si trovano nel menu a sinistra della ruota del revolver.




Figura 7.18 Schermata dell'annotazione time-lapse

Quando l'utente osserva un evento che si svolge nel filmato, ad esempio, vede la divisione di un embrione in 2 cellule, farà doppio clic su "t2" sotto l'elenco degli eventi.




Figura 7.19 La schermata prima dell'aggiunta del nuovo evento

Ora t2 si sposterà sul lato destro della schermata Time-lapse e la linea temporale apparirà colorata fino all'evento con il colore di annotazione appropriato.




Figura 7.20 La schermata dopo l'aggiunta del nuovo evento

Quando a tutti gli eventi è stato assegnato un tempo, l'embrione è stato annotato. Il numero di eventi che l'utente desidera utilizzare (livello di annotazione) è interamente a sua discrezione e dipende dai criteri di selezione utilizzati dalla clinica. Qualsiasi annotazione non corretta può essere rapidamente spostata indietro (cancellata) facendo doppio clic su di essa sul lato del risultato.

Le annotazioni sono memorizzate nel database.

Le annotazioni possono essere personalizzate dall'utente (per maggiori dettagli, consultare la sezione “7.6.1 Annotazioni” del Manuale d'uso).


Nella forma predefinita, il menu delle annotazioni contiene (vedere Figura 7.21):

- Eventi (t2 – t8, Morula, Blastocista).
- Simmetria (Pari o Dispari).
- Multinucleazione (MN 1c, MN 2c).
- Punteggio PN (1PB, 2PB, 2PN, Singamia, Dissolvenza PN, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, Centrale, Lato centrale, Lato).
- Frammentazione (5%, 10%, 15%, 20% o Inversione).

Events
Symmetry
Multinucleation
PN Score
Fragmentation

Figura 7.21 Il menu delle annotazioni

I risultati degli eventi verranno calcolati automaticamente e appariranno nell'elenco dei risultati della "Schermata di riepilogo" e nella tabella del gruppo di annotazioni "Report" una volta che agli eventi è stato assegnato un'indicazione temporale. Ad esempio, la tabella del gruppo di annotazioni "Report" può mostrare la differenza di tempo del ciclo cellulare tra alcune divisioni cellulari, es. $cc2 = t3 - t2$; $cc3 = t5 - t3$.



ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Events	two cells	7.88h
	t3	33.21h
	t4	33.46h
	t5	50.21h
	t6	52.88h
	t7	54.63h
	t8	60.46h
Measurement	Measurement	0.15h
Calculations	cc2	25.33h
	s2	0.25h
	cc3	17h
	s3	10.25h

Figura 7.22 Calcoli del tempo di divisione cellulare nella schermata Riepilogo e Report

Nella foto sottostante, l'embrione si trova nell'area attiva. L'elenco degli eventi è aperto e a t2 è stato assegnato un tempo, quindi è stato spostato tra i risultati (cioè è stato annotato).




Figura 7.23 Annotazione dell'evento "due cellule" selezionata

Una volta che il processo di selezione è stato completato (o i risultati del processo sono esatti in una fase iniziale), agli embrioni possono essere assegnati colori che indicano la decisione.

Nessun colore significa nessuna decisione, verde significa trasferimento, rosso significa scarto, blu significa congelamento. Lo stato dell'embrione "A" è inattivo e visualizzato con un carattere più scuro; tutti gli altri stati embrionali sono attivi e sono mostrati normalmente nell'immagine sottostante.

L'assegnazione avviene sull'icona in alto a destra (vedere Figura 7.24).




Figura 7.24 Selezione dello stato dell'embrione

Cliccandoci sopra si crea un elenco a discesa dove è possibile scegliere lo stato desiderato. Attorno al pozzetto dell'embrione comparirà un anello colorato e cambierà anche il colore della posizione sulla mappa della capsula.




Figura 7.25 Mappa della capsula

7.3.2.2 Funzione di misurazione dell'embrione

Nell'angolo in alto a destra della schermata principale del time-lapse è presente il pulsante "Misura". Solo quando il pozzetto desiderato si trova nell'"area attiva" del revolver, si attiva il pulsante "Misura". In caso contrario, il pulsante risulterà inattivo. Inoltre, il pulsante "Mappa della capsula" passerà a quello di "Tempo ideale".





Figura 7.26 Pulsante "Misura" attivo e inattivo sul visualizzatore MIRI® TL

Dopo aver premuto il pulsante "Misura", appariranno tre nuove opzioni di misurazione.



Figura 7.27 Tre opzioni di misurazione

È possibile scegliere tra la misurazione di 2 tipi di linee e di 1 cerchio. È inoltre possibile selezionare il colore per la misura dell'embrione desiderata per una più facile designazione.

 Quando viene visualizzata l'opzione di misurazione 3, l'utente non può effettuare annotazioni e le funzioni precedenti non saranno disponibili.




Figura 7.28 Schermata completa della misurazione

Nell'immagine sottostante, è possibile visualizzare 3 misurazioni aggiuntive sull'immagine time-lapse desiderata.




Figura 7.29 Misurazioni aggiuntive sull'immagine time-lapse

È possibile eliminare la misurazione indesiderata facendo doppio clic su di essa. Premendo il pulsante “x” si cancelleranno tutte le misurazioni.





Figura 7.30 Il pulsante “x”

Quando le misurazioni vengono salvate, sul lato destro della schermata principale del time-lapse appare la dicitura “Misurazioni”.

 **Quando viene creata una misurazione o ne viene regolata una esistente, l'utente non può modificare il tempo visualizzato (il cursore del tempo è inattivo) finché le modifiche non vengono salvate o annullate.**




Figura 7.31 Esempio di misurazioni effettuate in un tempo specifico

7.3.2.3 Mappa della capsula

Il pulsante "Mappa della capsula" aprirà una schermata che mostra la posizione degli embrioni nella capsula CultureCoin®. Mostrerà anche lo stato dell'embrione selezionato. La mappa della capsula può essere stampata o utilizzata durante il trasferimento o la manipolazione degli embrioni.





Figura 7.32 Pulsante “Mappa della capsula”

 Assicurarsi di deselezionare qualsiasi pozzetto dall’“Area attiva” per visualizzare il pulsante “Mappa della capsula”.




Figura 7.33 Mappa della capsula

Il colore verde (T) indica che l'embrione è adatto al trasferimento, il rosso (D) per lo scarto, il blu (F) per il congelamento e il segno "?" indica che l'utente non ha scelto lo stato dell'embrione.



Figura 7.34 Opzioni di annotazione della mappa della capsula

7.3.2.4 Tempo ideale

Il pulsante del tempo ideale fa girare un anello intorno alla ruota del revolver "ON/OFF". Colora la durata "ideale" di un evento specifico (figura 7.35).

Ad esempio, se il tempo ideale per la fase t2 deve essere di 28 ore, la linea colorata si fermerà all'indicazione del tempo corrispondente a 28. Ora è possibile un rapido confronto visivo tra il parametro ideale e quello annotato. Quanto più i parametri corrispondono, tanto più l'embrione è ideale.




Figura 7.35 Tempi ideali visualizzati attorno al revolver

L'utente può impostare autonomamente i tempi ideali, poiché i parametri possono differire per le diverse cliniche a causa delle diverse metodologie di lavoro.

Per ulteriori informazioni su come modificare gli orari ideali di un evento specifico, consultare la sezione “7.6.1 Annotazioni” del Manuale utente.

7.3.2.5 Funzione di confronto

Il pulsante “Confronta” consente di visualizzare due embrioni affiancati per un confronto più dettagliato qualora risultasse difficile effettuare una selezione.




Figura 7.36 Pulsante “Confronta”

Fare clic sul pulsante "Confronta", quindi selezionare un pozzetto (se il pozzetto non è già stato selezionato). Verrà visualizzato al centro. Quindi scegliere un altro pozzetto che interessa tra gli altri. Selezionando il secondo pozzetto verrà visualizzata la schermata di Confronto.




Figura 7.37 Schermata indipendente "Confronta".

I due lettori video possono funzionare in modo indipendente o collegati tramite il pulsante "Link" nella parte inferiore dello schermo.




Figura 7.38 La schermata collegata "Confronta"

Quando sono collegati, i comandi di riproduzione sul lato destro scompaiono.

7.3.2.6 Funzione di ingrandimento massimizzato dell'immagine

Il pulsante “Massimizza” posiziona il pozzetto selezionato al centro del revolver consentendo una visualizzazione più chiara di un determinato pozzetto.




Figura 7.39 Il pulsante “Massimizza” e visualizzazione successiva

7.3.2.7 Funzione di registrazione dei dati di incubazione

Il pulsante "Incubazione" mostra i dati di incubazione per l'incubatore multicamera IVF della famiglia MIRI® TL in cui si trovava o si trova CultureCoin®.




Figura 7.40 Pulsante “Incubazione”.

I dati di incubazione vengono visualizzati a partire dal momento in cui è stato eseguito il time-lapse.

L'utente può selezionare tra temperatura, CO₂, O₂ e registro dati di incubazione allarmi nell'angolo in alto a sinistra.




Figura 7.41 Schermata della temperatura di incubazione

Nella parte superiore sono presenti i pulsanti da 1 a 6, con i quali l'utente può scegliere la camera desiderata. In questo caso viene selezionata la camera numero 1. Verranno mostrati i setpoint e i valori di temperatura delle zone T1 e T7.

Una funzione zoom è disponibile toccando lo schermo e facendo scorrere il dito (o il mouse del computer) verso sinistra sull'area da ingrandire. Premendo il pulsante di riduzione dello zoom (contrassegnato da un rettangolo rosso) si tornerà alla visualizzazione completa.




Figura 7.42 Pulsante “Reset”.

Premendo il pulsante CO₂ si passa dalla visualizzazione dei dati della temperatura alla visualizzazione dei dati del gas CO₂.




Figura 7.43 Visualizzazione dei dati della CO₂

L'utente può visualizzare i dati storici del setpoint di concentrazione, flusso e pressione del gas CO₂.

Premendo il pulsante O₂ si passa dalla visualizzazione dei dati del gas CO₂ alla visualizzazione dei dati del gas O₂.




Figura 7.44 Visualizzazione dei dati sull'O₂

L'utente può visualizzare i dati cronologici del setpoint di concentrazione del gas O₂, concentrazione, flusso e pressione del gas N₂.

Il pulsante "Allarme" farà comparire la visualizzazione grafica degli allarmi.



Figura 7.45 Visualizzazione grafica "Allarme"

Il pulsante "Report" porterà in primo piano la modalità report. Tutti i parametri di funzionamento possono essere facilmente documentati e stampati come report o esportati in PDF, Excel o Word per una comoda conformità alla gestione della qualità ISO. (per ulteriori informazioni, consultare la sezione "7.3.2.9 Funzione di esportazione" del Manuale d'uso).

7.3.2.8 Funzione di visualizzazione riepilogo

La schermata riepilogo è costituita da due diverse rappresentazioni grafiche che mostrano le annotazioni dell'utente a confronto diretto.




Figura 7.46 Pulsante “Riepilogo”

Nella prima schermata che si apre, tutti i pozzetti attivi sono mostrati come linee diverse allineate dall'alto verso il basso in ordine crescente con i rispettivi numeri a sinistra. In un esempio (vedere Figura 7.47), il pozzetto numero 1 è il primo. Le annotazioni fatte per il pozzetto numero 1 sono rappresentate orizzontalmente e contraddistinte da colori diversi. Dopo il pozzetto numero 1 (a scendere) troviamo il pozzetto numero 2 e le annotazioni per questo pozzetto sono riportate in modo analogo. Il principio è applicabile anche ad altri pozzetti.




Figura 7.47 Tutte le posizioni della capsula selezionate in una schermata di riepilogo

I tempi ideali sono rappresentati da linee verticali con un'etichetta e un colore che li rappresenta.




Figura 7.48 Tempi ideali

I numeri dei pozzetti sono elencati sotto le linee grafiche in cima ai diversi riquadri in cui gli eventi annotati sono mostrati in testo e in diversi colori impilati verticalmente.

È possibile selezionare/deselezionare tutte le posizioni della capsula facendo clic su un segno di spunta nella schermata di riepilogo.




Figura 7.49 Tutte le posizioni deselezionate della capsula in una schermata di riepilogo

La rappresentazione del pozzetto sulla linea grafica può essere attivata/disattivata premendo in un punto qualsiasi delle informazioni di annotazione del pozzetto desiderato. Quando è selezionato, il riquadro della capsula presenta un contorno bianco. Le informazioni contenute nelle caselle che non hanno un contorno bianco non vengono visualizzate nella schermata orizzontale.




Figura 7.50 Pozzetti 2, 4, 8, 9, 10 selezionati nella schermata di riepilogo

Le annotazioni degli eventi sono allineate per facilitare il confronto, ma le diverse misure e i calcoli derivati dalle annotazioni sono elencati normalmente (cioè non allineati).

1	2	3	4	5	6
Events	Events	Events	Events	Measurement	
t2 29.57 h	t2 30.32 h	t2 26.24 h	t2 30.49 h	Measurement 33.83 h	
t3 33.90 h	t3 36.82 h	t3 51.57 h	t3 48.23 h		
t4 50.40 h	t4 42.40 h		t4 54.40 h		
	t5 44.82 h				
	t6 54.73 h				
	t8 64.48 h				
Calculations	Measurement	Measurement	Calculations		
cc2 4.33 h	Measurement 22.49 h	Measurement 22.57 h	cc2 17.74 h		
s2 16.49 h	Measurement 32.32 h	Calculations	s2 6.17 h		
	Calculations	cc2 25.33 h			
	cc2 6.50 h				
	s2 5.58 h				
	cc3 8.00 h				
	s3 19.66 h				

Figura 7.51 Annotazioni degli eventi allineate

In questa schermata è possibile lavorare con la selezione dello stato. Facendo clic sul pozzetto numero 1, l'utente può impostare lo stato di selezione del pozzetto di un elenco, che si aprirà (il clic deve essere sul campo con il numero di pozzetto, non sotto il campo in cui si trovano le informazioni di annotazione elencate).




Figura 7.52 Opzione di selezione dello stato della capsula in una schermata di riepilogo verticale

Qui è possibile impostare lo stato dell'elenco. Il colore cambierà nella schermata annotazioni e nella mappa della capsula. Lo stato "A", nelle impostazioni, è impostato come inattivo, quindi l'immagine è in un carattere più scuro. L'utente non può selezionarlo.

La seconda schermata di riepilogo elenca gli eventi orizzontalmente nella sezione superiore. Sotto ogni evento viene mostrata la deviazione dal tempo ideale per ciascuno dei 14 pozzetti. Se la deviazione è > 100%, la linea diventa rossa.



Al momento non è possibile distinguere quali deviazioni appartengono a quali pozzetti.




Figura 7.53 Schermata riepilogo verticale

Anche in questo caso, la rappresentazione grafica del pozzetto può essere attivata/disattivata premendo in un punto qualsiasi delle informazioni di annotazione elencate.

In questo caso, ci sono molti esempi in cui la deviazione raggiunge il 200%, quindi la differenza tra il tempo annotato e quello ideale è del 200%.

In questa schermata è possibile lavorare con la selezione dello stato. Facendo clic sul pozzetto numero 1, l'utente può impostare lo stato di selezione del pozzetto di un elenco, che si aprirà (il clic deve essere sul campo con il numero di pozzetto, non sotto il campo in cui si trovano le informazioni di annotazione elencate).




Figura 7.54 Opzione di selezione dello stato della capsula in una schermata di riepilogo orizzontale

Qui è possibile impostare lo stato. Il colore cambierà nella schermata annotazioni e nella mappa della capsula. Lo stato "A", nelle impostazioni, è impostato come inattivo, quindi l'immagine è in un carattere più scuro. L'utente non può selezionarlo.

7.3.2.8.1 Schermata di riepilogo del modello di punteggio dell'embrione

L'utente può accedere alla schermata di riepilogo del modello di punteggio dell'embrione premendo un pulsante "Asterisco" nella parte superiore della schermata di riepilogo.




Figura 7.55 Pulsante "Asterisco" in una schermata di riepilogo




Figura 7.56 Schermata di riepilogo del modello di punteggio dell'embrione

Collegamento del modello di punteggio a un time-lapse

Nella parte superiore della schermata, l'utente può visualizzare tutti i modelli di punteggio dell'embrione attivi che sono stati creati nel menu "Impostazioni".




Figura 7.57 Elenco di tutti i modelli di punteggio dell'embrione creati

Il modello di punteggio dell'embrione selezionato diventerà bianco quando viene selezionato.




Figura 7.58 “Modello di test gerarchico” selezionato

Quando viene selezionato il modello di punteggio dell'embrione desiderato, verrà visualizzata la valutazione del modello dell'embrione e il pulsante "Salva" diventerà attivo.




Figura 7.59 Pulsante “Salva”.

Quando viene premuto, il modello di punteggio dell'embrione è collegato a un time-lapse e verrà posizionato sotto l'elenco dei modelli.




Figura 7.60 Il modello di test gerarchico è ora collegato a un time-lapse

Quando il modello di punteggio dell'embrione viene salvato, verranno scritte la data e l'ora in cui è stato salvato.

👉 Quando un solo modello di punteggio dell'embrione viene selezionato e salvato, un altro modello di punteggio dell'embrione non può essere salvato in un time-lapse.

👉 Se l'utente desidera aggiungere un altro modello di punteggio dell'embrione a un time-lapse con modelli collegati, deve eliminare quelli collegati, selezionare più modelli desiderati e aggiungerli contemporaneamente.

Modello di punteggio gerarchico

Accanto al modello di punteggio gerarchico creato, è presente una freccia rivolta verso il basso. Quando viene premuta, verranno elencati tutti i nodi condizionali creati.

Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value		
Hierarchical test model	N/A	N/A	N/A	N/A	Acceptable	N/A	N/A	N/A	N/A	Not acceptable	N/A		
					cc2	10.33 h				cc2	8.58 h		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					Events						Events		
					t2	25.15 h						t2	20.83 h
					t3	35.49 h						t3	29.41 h
					t4	41.82 h						t4	31.58 h
					t5	46.55 h						t5	41.25 h
					t6	54.71 h						t6	42.25 h
					t7	57.13 h						t7	44.41 h
					t8	59.71 h						t8	62.22 h
					Morula	86.00 h							
					Blastocyst	99.00 h							
					Fragmentation							Calculations	
					Reversal	50.30 h						cc2	8.58 h
					Calculations							s2	2.17 h
					cc2	10.33 h						cc3	11.83 h
					s2	6.32 h						s3	20.97 h
					cc3	11.06 h							
					s3	13.17 h							

Figura 7.61 Elenco di tutti i nodi condizionali creati nel modello di punteggio gerarchico

Se non ci sono annotazioni nei pozzetti, "N/A" verrà scritto in base al numero di pozzetto. Se il risultato del nodo condizionale è "True", sarà in verde; se è "False", sarà in rosso, come si vede nell'immagine 7.61 riportata sopra.

👉 Le modifiche non si applicheranno a un modello di punteggio salvato se il modello di punteggio viene modificato nelle "Impostazioni".

Modello di punteggio ponderato

Se non ci sono annotazioni nei pozzetti, "N/A" verrà scritto in base al numero di pozzetto.

Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value	Model Name	Value
Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.334166666666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.166944444444445

Figura 7.62 Risultati di tutte le annotazioni con il modello di punteggio ponderato collegato

Come si vede nell'immagine riportata sopra, ci sono molti numeri dopo la virgola. L'utente può modificare la formula del modello di punteggio ponderato nella schermata "Impostazioni" per visualizzare solo 3 numeri.




Figura 7.63 Modello di punteggio ponderato modificato per mostrare 3 numeri dopo la virgola

Come si vede nella figura sottostante, il modello salvato non è stato modificato, ma l'elenco "MODELLI" mostra i risultati modificati con 3 numeri dopo la virgola.

MODELS					
Hierarchical test model		Weighted test model			
Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.334
SAVED MODELS [2022-04-21 14:29]					
Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.33416666666667

Figura 7.64 Risultati di tutte le annotazioni con il modello di punteggio ponderato collegato

👉 Le modifiche non si applicheranno a un modello di punteggio salvato se il modello di punteggio viene modificato nelle "Impostazioni".

Vi sono operazioni matematiche supportate dal modello di punteggio ponderato:

1. Operazioni base:

- Addizione: "+"
- Sottrazione: "-"
- Moltiplicazione: "*"
- Divisione: "/"
- Modulo: "%"
- Esponenziale: "^"
- Negazione: "!"

2. Operazioni booleane:

- Minore di: "<"
- Minore o uguale a: "<=" o "≤"
- Maggiore di: ">"
- Maggiore o uguale a: ">=" o "≥"
- Uguale "=="
- Disuguale: "!=" o "≠"

Un elenco di tutte le funzioni standard supportate dal modello di punteggio ponderato può essere visualizzato nella Tabella 7.1.

Tabella 7.1 Funzioni standard

Funzione	Argomenti	Descrizione
sin	sin(A1)	Seno
cos	cos(A1)	Coseno
asin	asin(A1)	Arcoseno
acos	acos(A1)	Arcocoseno
tan	tan(A1)	Tangente
cot	cot(A1)	Cotangente
atan	atan(A1)	Arcotangente
acot	acot(A1)	Arcocotangente
loge	loge(A1)	Logaritmo naturale
log10	log10(A1)	Logaritmo comune
logn	logn(A1, A2)	Logaritmo
sqrt	sqrt(A1)	Radice quadrata
if	if(A1, A2, A3)	Funzione If (se)
max	max(A1, ..., An)	Massimo
min	min(A1, ..., An)	Minimo
avg	avg(A1, ..., An)	Media
median	median(A1, ..., An)	Mediana
round	round(A1)	Arrotondamento
roundn	round(A1,N)	Arrotondamento di un numero a N cifre dopo la virgola
random	random()	Casuale

7.3.2.9 Funzione di esportazione

Come esportare un video:

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente deve premere il pulsante "Video".




Figura 7.65 Schermata dell'opzione "Esporta"

Quando l'utente seleziona l'opzione video, la visualizzazione passa alla schermata di selezione del video.




Figura 7.66 Schermata esportazione video

Il video time-lapse che l'utente desidera esportare può essere selezionato qui facendo clic sul numero di pozzetto desiderato. Nell'immagine riportata sopra, è selezionato solo il 14° pozzetto. È possibile aggiungere un logo al filmato spostando il cursore su uno. Nel riquadro sotto la dicitura "Logo", verrà visualizzato "Seleziona immagine", e solo cliccando sarà possibile selezionare un file di logo.

L'utente può scegliere dove salvare il video esportato. Il file AVI risultante può essere riprodotto nel lettore VLC freeware Open-Source (<http://www.videolan.org/vlc/>). A causa delle restrizioni sui codec imposte da Microsoft, Windows Media Player non funzionerà.



L'utente deve sempre attendere il completamento dell'esportazione del video.

Come esportare un'immagine:

Quando si preme il pulsante "Immagine", è possibile esportare l'immagine selezionata.

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente deve premere il pulsante "Immagine".




Figura 7.67 Pulsante di esportazione immagine selezionata

Quando viene selezionata l'immagine desiderata e viene premuto il pulsante "Immagine", si aprirà la finestra sottostante.





Figura 7.68 Tutte le opzioni sono inattive

L'utente può scegliere quali informazioni desidera includere nell'immagine esportata.

È possibile scegliere come raggruppare le foto esportate. Ad esempio, se si seleziona solo il numero Time-lapse, verrà creata una nuova directory "MTL-DEMO-XXX-XXXX" in cui verranno inserite le foto. Se non viene selezionato nulla, tutte le foto verranno posizionate nella directory principale.

Vi sono opzioni aggiuntive che possono essere incluse nell'immagine esportata: "Usa cartella temporanea", "Usa nome file temporaneo", "Includi metadati" e "Includi misurazioni".

Premendo su una qualsiasi delle opzioni, queste verranno incluse nel file esportato. Devono essere in bianco.

 **L'esportazione dell'immagine può essere avviata anche con il tasto "E" della tastiera.**






Figura 7.69 Opzione "Includi misurazioni" attiva

 **Per impostazione predefinita, "Includi misurazioni" è impostato su OFF, ma dopo essere stato incluso per la prima volta, verrà automaticamente incluso nelle altre immagini esportate.**

 **Si noti che il nome dell'immagine non cambia automaticamente, quindi prestare attenzione a non sovrascrivere le immagini!**

Come esportare un report:

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente deve premere il pulsante "Report".




Figura 7.70 Schermata "Report"

Il Report può essere visualizzato sullo schermo facendo clic sul pulsante "Mostra". Accanto al pulsante "Mostra", è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi tra le pagine dei report esportati. Facendo clic sul 1° o sul 4° pulsante, l'utente può passare alla prima e all'ultima pagina del report. Facendo clic sul 2° e sul 3° pulsante, l'utente può scorrere una pagina per clic. L'utente può selezionare di stampare o creare un file PDF.




Figura 7.71 Schermata caricamento report




Figura 7.72 Schermata del report time-lapse (pagina generica)

⚠ Il caricamento del Report potrebbe richiedere del tempo.

Nell'immagine sottostante sono presenti tutte le immagini di sviluppo che sono state incluse quando gli eventi sono stati annotati. Quando viene generato il Report time-lapse, le immagini con le misurazioni vengono incluse automaticamente.




Figura 7.73 Immagini con misurazioni in un report time-lapse generato

Nell'immagine seguente ci sono tutte le matrici di panoramica delle annotazioni.

POSITION - 2		
MTL-DEMO-0FF3-SR13		
[Transfer]		
ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Measurement	Measurement	22.49h
	Measurement	32.32h
ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Events	i2	33.37h
	i3	36.82h
	i4	42.4h
	i5	44.82h
	i6	54.73h
	i8	64.48h
ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Calculations	cc2	6.5h
	s2	5.58h
	cc3	8h
	s3	19.66h

Figura 7.74 Schermata del report time-lapse (annotazioni)

 Anche tutte le nuove informazioni aggiuntive (es. esiti, sacche gestazionali, ecc.) sono incluse nel Report time-lapse (Fig. 7.74).

7.3.2.10 Preselezioni immagine

Nella schermata principale degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, in alto a destra è presente il nuovo pulsante "Strumenti".



Figura 7.75 Pulsante "Strumenti" nella schermata principale degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL

Dopo aver premuto il pulsante "Strumenti", verranno elencate due opzioni: "Esporta" e "Migliora".




Figura 7.76 Strumento di miglioramento dell'immagine

Per impostazione predefinita, lo strumento di miglioramento dell'immagine elencherà tre preimpostazioni di immagine:

- **Preimpostazione N. 1:** miglioramento del contrasto;
- **Preimpostazione N. 2:** miglioramento del bordo;
- **Preimpostazione N. 3:** miglioramento della bolla.

Qualsiasi preimpostazione dell'immagine selezionata verrà applicata a tutte le immagini time-lapse visibili nelle schermate time-lapse e di confronto.

La preimpostazione dell'immagine attivata verrà applicata anche durante l'esportazione di video time-lapse, immagini e report.

 Per disattivare la funzione di miglioramento dell'immagine, premere il pulsante "OFF preimpostazione".

 Quando il software Visualizzatore MIRI® TL viene lanciato, la funzionalità di miglioramento immagine è sempre disattivata.




Figura 7.77 Preimpostazione n. 1; Preimpostazione n. 2; Preimpostazione n. 3 attive

7.3.2.10.1 Impostazioni avanzate

Dopo aver premuto la preimpostazione desiderata, sarà attivo un pulsante "Avanzate", che consentirà all'utente di accedere a impostazioni di miglioramento dell'immagine più avanzate.




Figura 7.78 Impostazioni avanzate di miglioramento dell'immagine

Le impostazioni avanzate di miglioramento dell'immagine appariranno sul lato sinistro dello schermo.




Figura 7.79 Impostazioni avanzate preimpostate n. 1

Ciascuna impostazione di miglioramento dell'immagine contiene un pulsante "ON/OFF" che attiva o disattiva immediatamente il miglioramento dell'immagine.

👉 Le preimpostazioni predefinite n. 1, n. 2 e n. 3 non possono essere cambiate o modificate.

Quando si preme il pulsante "Regolazione contrasto", vengono visualizzate due nuove opzioni: "Luminosità", che può essere regolata da -1,00 a 1,00 e "Contrasto", che può essere regolato da 0,00 a 2,00.




Figura 7.80 Impostazioni di regolazione del contrasto

Quando si preme il pulsante "Nitidezza", vengono visualizzate due nuove opzioni: "Quantità", che può essere regolata da 0,00 a 2,00 e "Dimensione", le cui due opzioni possono essere regolate da 1 a 1000.




Figura 7.81 Impostazioni nitidezza

Quando viene premuto il pulsante "Monocromatico", l'utente ha la possibilità di applicare un filtro colore. L'utente può scegliere tra i colori standard disponibili o creare un colore personalizzato.




Figura 7.82 Impostazioni colore standard




Figura 7.83 Impostazioni colore avanzate

Quando si preme il pulsante "In rilievo", vengono visualizzate due nuove opzioni: "Quantità", che può essere regolata da 0,000 a 1,000 e "Larghezza", che può essere regolata da 0,000 a 0,010.




Figura 7.84 Impostazioni in rilievo

Quando si preme il pulsante "Profilo congelato", vengono visualizzate due nuove opzioni: "Larghezza", che può essere regolata da 150 a 650 e "Altezza", che può essere regolata da 150 a 400.




Figura 7.85 Impostazioni del profilo congelato

L'utente può anche utilizzare un filtro "Inverti colore". Tuttavia, non dispone di eventuali impostazioni aggiuntive.



Figura 7.86 Invertire le impostazioni del colore

7.3.2.10.2 Creazione preimpostazione di immagine

Nel creare una nuova preimpostazione di immagine, l'utente può creare un nome e applicare una posizione, in base alla quale la preimpostazione verrà visualizzata nell'elenco delle preimpostazioni di immagine create.





Figura 7.87 Creazione di nuovi nome e posizione immagine

 Quando l'utente crea la preimpostazione dell'immagine per la prima volta, la "Posizione" dovrebbe essere lasciata al numero 3, poiché dopo aver premuto "Aggiungi nuova preimpostazione" verrà impostata automaticamente sul numero 4.

Per applicare il filtro "Inverti colore", premere il pulsante "ON/OFF".




Figura 7.88 Pulsante "ON/OFF".

Dopo aver applicato le impostazioni di miglioramento immagine desiderate, l'utente può aggiungere una nuova preimpostazione immagine premendo il pulsante "Aggiungi nuova preimpostazione".




Figura 7.89 Pulsante "Aggiungi nuova preimpostazione"

Dopo aver salvato la nuova preimpostazione immagine, questa apparirà sul lato sinistro dello schermo, sopra le preimpostazioni immagine predefinite. Passare il mouse sull'icona di preimpostazione immagine appena creata per vedere il nome completo.




Figura 7.90 Nome della preimpostazione immagine creata

Se l'utente decide di modificare la preimpostazione immagine esistente dopo aver applicato altre impostazioni di miglioramento immagine, può farlo premendo il pulsante "Salva modifiche".



Figura 7.91 Pulsante "Salva modifiche"

Se l'utente desidera creare un'altra preimpostazione immagine dopo aver applicato altre impostazioni di miglioramento immagine, può farlo premendo il pulsante "Aggiungi nuova preimpostazione", come descritto nella Figura 7.89.

Se l'utente desidera eliminare la preimpostazione immagine creata, ciò può essere fatto premendo il pulsante "Elimina preimpostazione".



Figura 7.92 Pulsante "Elimina preimpostazione"

Per uscire dalle impostazioni avanzate di miglioramento immagine, premere il pulsante "Annulla".



Figura 7.93 Pulsante "Annulla".

L'utente può ripristinare le impostazioni di miglioramento immagine modificate premendo il pulsante "U" vicino al pulsante "ON/OFF".




Figura 7.94 Ripristinare il pulsante impostazioni di miglioramento immagine modificate

Anche il pulsante "Reset" si trova vicino al pulsante "Migliora".




Figura 7.95 Pulsante "Reset".

👉 Il numero totale di preimpostazioni immagine che possono essere applicate ai time-lapse è 11 (incluse 3 preimpostazioni immagine predefinite).




Figura 7.96 Numero massimo di preimpostazioni immagine

7.4 Pazienti

7.4.1 Schermata elenco pazienti

Nella schermata paziente è possibile visualizzare un elenco dei pazienti inseriti nel sistema.

Code #	Name	Diagnosis	Last Outcome	Created
P2	Patient 2			2021-02-11 14:37
P1	Patient 1		test	2015-05-10 12:00

Figura 7.97 Schermata dell'elenco di pazienti

È ora possibile filtrare i pazienti in base all'ultimo esito del trattamento. L'opzione si trova nella parte superiore dello schermo nella schermata Elenco pazienti.



Figura 7.98 Ultimo filtraggio degli esiti

È presente anche una colonna "Ultimo esito" aggiunta di recente nell'elenco dei trattamenti del paziente. È mostrata nell'immagine riportata qui sotto.




Figura 7.99 Filtraggio dell'esito del trattamento del paziente

Nell'angolo in alto a destra della schermata elenco pazienti c'è una funzione di ricerca, in cui è possibile inserire il nome o il codice del paziente per trovare il paziente corretto.

Il pulsante "Reset" ripristinerà tutti i filtri selezionati.

Premendo il pulsante "Report" nell'angolo in alto a destra della schermata elenco pazienti, l'utente può generare un file di annotazione del paziente.

Il paziente può essere eliminato premendo sul paziente desiderato e premendo il pulsante "Elimina" nell'angolo in alto a destra della schermata elenco pazienti. Verrà visualizzata la nuova finestra, per informare l'utente che tutti i dati del paziente selezionato verranno eliminati.




Figura 7.100 Finestra di conferma dell'eliminazione di tutti i dati del paziente selezionato

A destra, sotto il paziente specifico, è presente un grande pulsante "Time-lapse".




Figura 7.101 Schermata paziente selezionato

Premendo il pulsante “Time-lapse” si aprirà l'elenco dei time-lapse per il paziente selezionato.

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9D8	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-0189-0F82-1C6C	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-03-31 09:45	2018-04-01 11:31	25.8	0	5	2018-03-31 09:45
MTL-0017-0F3F-0DDE	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-08 12:59	2018-02-10 21:11	56.2	0	5	2018-02-08 12:59
MTL-0017-0F3B-1A60	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-05 01:01	2018-02-10 01:07	120.1	0	5	2018-02-05 01:01
MTL-DEMO-1005-B419	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-12 12:19	2018-07-16 11:00	94.7	0	5	2018-07-12 12:19
MTL-DEMO-0FEB-B974	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 07:39	2018-07-03 00:04	160.4	0	5	2018-06-26 07:39
MTL-DEMO-0D89-3624-[142]	DEMO	1	Patient 1	P1	2017-03-19 07:18	2017-03-25 02:16	139.0	0	5	2017-03-19 07:18

Figura 7.102 Schermata time-lapse del paziente selezionato

7.4.2 Schermata paziente

Facendo doppio clic sul paziente desiderato si aprirà la schermata paziente selezionato.




Figura 7.103 Schermata paziente selezionato

Nella parte inferiore destra dello schermo, è presente un pulsante "Modifica".

La schermata di un paziente specifico contiene informazioni sul database del paziente. Tutti i dati possono essere modificati qui o aggiunti, se erano stati lasciati vuoti al momento della creazione dei dati del paziente. Aggiungere e modificare i dati premendo il pulsante "Matita" nell'angolo in basso a destra. L'utente deve salvare (il pulsante "Salva" compare quando le informazioni sono state aggiunte) affinché le modifiche possano essere salvate.

Il pulsante "Più" nell'angolo in alto a destra nella schermata elenco pazienti consente all'utente di aggiungere un nuovo paziente. Quando viene premuto, si apre una nuova schermata:

The screenshot shows a dark-themed user interface for creating a new patient. At the top left, there is a back arrow and a plus sign. At the top right, the text 'Code #' is displayed. Below this, there are three tabs: 'Patient' (highlighted in blue), 'Spouse', and 'Contact'. The form contains several input fields: a text box for 'Code #', a text box for 'Name', a date picker for 'Birth Date' with the text 'Select a date' and a calendar icon, a dropdown menu for 'Age', a text box for 'Diagnosis', and a larger text area for 'Comment'. At the bottom right corner, there is a circular icon containing a document symbol.

Figura 7.104 Finestra di creazione nuovo paziente

È possibile digitare varie informazioni sul paziente:

- N. codice (numero identificativo: se lasciato vuoto, il sistema assegnerà un codice univoco).
- Nome (deve essere fornito).
- Data di nascita (funzione calendario utente per impostare la data).
- Età (viene calcolata).
- Diagnosi.
- Commento.

La data di nascita si inserisce utilizzando la funzione calendario che si apre premendo.




Figura 7.105 Immissione della data di nascita

L'inserimento della maggior parte delle informazioni nel database è volontario, ad eccezione del nome del paziente. Il sistema avviserà se le informazioni necessarie non sono state inserite.




Figura 7.106 Informazioni di avviso

Il pulsante "Salva" nell'angolo in basso a destra memorizza le informazioni fornite.

Premendo su "Coniuge" viene visualizzata una schermata in cui è possibile inserire i dati del coniuge.


The image shows a mobile application interface for entering spouse information. At the top left, there are navigation icons: a back arrow and a plus sign. At the top right, the text 'Code #' is visible. Below the navigation, there are three tabs: 'Patient', 'Spouse' (which is selected and highlighted in blue), and 'Contact'. Under the 'Spouse' tab, there is a 'Name' label followed by a text input field. Below that, there are two labels: 'Birth Date' and 'Age'. Under 'Birth Date', there is a date picker button labeled 'Select a date' with a calendar icon. Under 'Age', there is a dropdown menu with three dots. At the bottom right corner, there is a save icon (a document with a checkmark).

Figura 7.107 Finestra delle informazioni sul coniuge

È possibile inserire il nome e la data di nascita. Il pulsante salva nell'angolo in basso a destra memorizza le informazioni.

Premendo su "Contatto", viene visualizzata una schermata in cui è possibile inserire informazioni di contatto dettagliate.

The screenshot shows a dark-themed user interface for entering contact information. At the top left, there is a back arrow and a plus sign. At the top right, it says "Code #". Below this, there are three tabs: "Patient", "Spouse", and "Contact", with "Contact" being the active tab. The form contains several input fields: "Home Phone", "Work Phone", "Mobile Phone", and "Email" on the left side, and a larger "Address" field on the right side. At the bottom right corner, there is a save icon (a document with a checkmark).

Figura 7.108 Finestra delle informazioni di contatto

È possibile inserire vari numeri di telefono, e-mail e indirizzi. Il pulsante salva nell'angolo in basso a destra memorizza le informazioni.

Quando un paziente è stato aggiunto al database, le informazioni saranno disponibili nell'elenco nella schermata principale del paziente.

7.4.3 Schermata trattamento

Per fornire il trattamento al paziente, l'utente deve aprire la schermata Paziente (per ulteriori informazioni, consultare la sezione "7.4.2 Schermata paziente" del Manuale d'uso).

Un grande pulsante "Trattamento" si troverà a destra sotto il paziente specifico. Apre la schermata del trattamento che contiene un elenco generale dei trattamenti attuali o precedenti per il paziente e consente all'utente di aggiungere un nuovo trattamento.

Treatment #	Patient Name	Protocol	Last Outcome	Created
14	Patient 1		test	2017-03-19 07:18
13	Patient 1			2018-07-01 08:20
12	Patient 1			2018-06-26 13:38
11	Patient 1			2018-06-24 08:09
10	Patient 1			2018-06-06 07:58
9	Patient 1			2018-06-03 07:58
8	Patient 1			2018-05-27 08:14
7	Patient 1			2018-04-25 09:48
6	Patient 1			2018-02-28 08:28
5	Patient 1			2018-03-31 09:45
4	Patient 1			2018-02-08 12:59
3	Patient 1			2018-02-05 01:01
2	Patient 1			2018-07-12 12:19
1	Patient 1			2018-06-26 07:39

Figura 7.109 Schermata trattamento paziente selezionato

Premendo il pulsante “Più” si apre la nuova finestra di trattamento.

Figura 7.110 Nuova finestra di trattamento

Il pulsante “Più” nel pannello inferiore apre più possibilità di inserimento di informazioni specifiche sui trattamenti del paziente.

La sezione "Generale" mostra il medico, l'embriologo e un campo per i commenti. Sono tutte informazioni opzionali. Tuttavia, assicurarsi di salvare se le informazioni sono state inserite.

Il primo pulsante "Più" aggiunge la sezione "Farmaci".




Figura 7.111 Sezione "Farmaci" aggiunta

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sui farmaci:

- Protocollo dei farmaci.
- Marchio dei farmaci.
- Attivazione degli ovociti.
- Dose di FSH.
- Commenti (campo di testo libero).

Nella parte inferiore della schermata di creazione del trattamento, sono ancora elencate le sezioni rimanenti delle informazioni sul trattamento. Solo la sezione "Farmaci" aperta è stata rimossa dall'elenco delle possibili aggiunte, in quanto la schermata è attualmente aperta. Ora è visibile sotto il nome del paziente (in questo caso corrisponde a "Paziente 1") in blu.

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione "Farmaci" premendo il pulsante "Salva".

Il campo aggiuntivo può essere eliminato premendo il pulsante "Rimuovi". In questo modo, l'opzione "Farmaci" torna in basso a sinistra dello schermo.

Premendo il pulsante "Più" sotto "Ovociti" si apre la sezione ovociti.




Figura 7.112 Aggiunta la sezione "Ovociti".

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sugli ovociti:

- Sorgente degli ovociti.
- Qualità degli ovociti.
- Data di prelievo.
- Campo per annotare la suddivisione tra prelevato, maturo e immaturo.
- Commento (campo di testo libero).

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione "Ovociti" premendo il pulsante "Salva".

Ancora una volta, l'elenco del pulsante "Più" in basso si riduce, contenendo ora sia "Farmaci" che "Ovociti". Si noti che le sezioni incluse in trattamento nella parte superiore mostrano quanto in profondità è andato l'utente nei livelli delle sezioni. Qui mostra "Generale" (1^a sezione), "Farmaci" (2^a sezione), "Ovociti" (di colore blu, ad indicare una visualizzazione attiva).

Premendo il pulsante "Più" sotto "Coltura" si apre la sezione coltura.




Figura 7.113 Aggiunta la sezione "Coltura"

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sulla coltura:

- Tipo di coltura.
- Commento (campo di testo libero).

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione "Coltura" premendo il pulsante "Salva".

Ancora si riduce l'elenco del pulsante "Più" e si amplia l'elenco della sezione in trattamento con la sezione "Coltura" ora aperta.

Premendo il pulsante "Più" sotto "Inseminazione" si apre la sezione inseminazione.




Figura 7.114 Aggiunta la sezione "Inseminazione"

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sulla inseminazione:

- Tipo di inseminazione (FIV, ICSI).
- Data.
- Commento (campo di testo libero).

👉 Il tempo di inseminazione deve essere inserito correttamente per ogni successiva analisi significativa dei dati time-lapse. I tempi di suddivisione sono calcolati e registrati in base al tempo di inseminazione come punto iniziale. Se non viene inserito alcuna indicazione di tempo, il sistema lo considererà come tempo zero all'avvio del time-lapse. Può essere utile se si coltivano gli ovociti in modo naturale, a questo punto non esisterebbe alcun tempo di inseminazione.

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione "Inseminazione" premendo il pulsante "Salva".

L'ultimo pulsante "Più" sotto "Risultato" apre la sezione dei risultati.




Figura 7.115 Aggiunta la sezione "Risultato".

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sul risultato:

- Data di trasferimento.
- Commento sul trasferimento (campo di testo libero).
- Incubazione assistita (non impostata – no – sì).
- Test HCG (non impostato – negativo – positivo).
- Sacche gestazionali (da 0 a 5).
- Battito cardiaco del feto (da 0 a 5).
- Bambini nati (da 0 a 5).
- Esito (campo di testo libero).

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione "Risultato" premendo il pulsante "Salva".

I risultati vengono impostati facendo clic sul pulsante rotondo finché non viene visualizzato il risultato corretto.

L'utente può eliminare tutto ciò che scrive in un campo "testo aperto". Ad esempio, "Esito", "Nome o codice paziente", "Commento sul trasferimento", ecc.

Può essere fatto premendo il pulsante "X" contrassegnato in rosso nell'immagine sottostante.




Figura 7.116 Pulsante "Cancella".

7.4.4 Schermata di creazione time-lapse

Sotto la schermata di trattamento per il paziente specifico, è possibile avviare un nuovo time-lapse.



Figura 7.117 Pulsante "Aggiungi time-lapse" sotto il trattamento per il paziente specifico

Premendo il pulsante "Aggiungi time-lapse" si aprirà una nuova finestra. L'utente deve selezionare a quale dispositivo inviare il time-lapse.

Se nella schermata "Incubatore" sono presenti incubatori disattivati, questi non saranno visibili nella finestra sottostante "Seleziona incubatore".




Figura 7.118 Selezionare il dispositivo a cui viene inviato il time-lapse

👉 Un trattamento può avere un solo time-lapse. Se l'utente desidera aggiungere altri time-lapse per il paziente, è necessario aggiungere un nuovo trattamento.

👉 Per essere visualizzato nell'elenco dei pazienti disponibili sull'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12, un time-lapse deve essere prima realizzato sul Visualizzatore TL e inviato all'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12. Un time-lapse non può essere avviato in nessun altro modo.

👉 Per abilitare e disabilitare l'incubatore, consultare la sezione “7.5 Incubatori” del Manuale d'uso.

Se il timelapse è stato effettuato, la pagina di trattamento apparirà come l'immagine seguente e, premendo il pulsante “Time-lapse”, verrà visualizzata la schermata Time-lapse:



Figura 7.119 Schermata del trattamento dopo che è stato eseguito il time-lapse

Premendo il pulsante “Time-lapse” verrà visualizzata la schermata Time-lapse.




Figura 7.120 La schermata time-lapse di un paziente specifico

7.5 Incubatori

Premendo su un pulsante "Incubatore" nella schermata principale si aprirà una nuova finestra in cui l'utente può visionare tutti gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL che siano stati collegati al software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL.



Figura 7.121 L'incubatore "DEMO" è abilitato

Premendo il pulsante "Disabilita" nell'angolo in alto a destra, l'utente può disattivare l'incubatore contrassegnato. Non sarà più disponibile per la selezione durante la creazione di un time-lapse.



Figura 7.122 L'incubatore "DEMO" è disattivato

Facendo doppio clic sull'incubatore selezionato si passa direttamente alla schermata del registro dei dati di incubazione dell'incubatore.

Nella figura riportata sotto, sono mostrati i dati di incubazione della temperatura della camera 4.



Figura 7.123 Schermata del registro dei dati di incubazione della temperatura dell'incubatore "DEMO"

Qui ci sono alcune opzioni aggiuntive. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, l'utente può spostare i dati al mese corrente premendo il pulsante "Mese", alla settimana corrente premendo il pulsante "Settimana" e al giorno corrente premendo il pulsante "Giorno".

L'altra opzione fa sì che, premendo il pulsante contrassegnato in rosso nell'immagine sottostante, l'utente può scegliere il mese passato desiderato. Il mese è elencato a partire dal 1° mese in cui MIRI® TL inizia a funzionare.




Figura 7.124 Opzioni di selezione dei dati di incubazione

L'altra opzione fa sì che l'utente possa spostare i dati del mese selezionato tra gli intervalli "Giornaliero", "Settimanale" e "Mensile" premendo i pulsanti appropriati elencati di seguito.




Figura 7.125 Opzioni di selezione dei dati di incubazione

Dopo aver selezionato l'opzione di dati desiderata, l'utente può premere il pulsante che punta a sinistra (<) o a destra (>) e spostarsi così tra i dati in quegli intervalli.

7.6 Impostazioni

In questa sezione, l'utente può impostare eventi, risultati, tempi ideali e creare nuovi stati dell'embrione. Ha un valore predefinito al momento della consegna del dispositivo, ma deve essere adattato in base alle preferenze e alle esigenze di ogni singolo utente.

Quando si preme il pulsante "Impostazioni", si apre la schermata delle impostazioni, che contiene le sezioni "Annotazioni" e "Stati dell'embrione".




Figura 7.126 Schermata impostazioni

Mostra i gruppi di annotazioni. È possibile aggiungere un gruppo nuovo premendo il pulsante “+” che è il più basso tra i raggruppamenti. È possibile rimuovere un gruppo premendo l'icona elimina nella parte inferiore destra del display.

7.6.1 Annotazioni

Premendo sulla barra "Evento", si aprirà la schermata delle annotazioni dell'evento.




Figura 7.127 Impostazioni – annotazioni – schermata eventi

Qui si possono visualizzare gli eventi che compongono il gruppo di annotazioni. Nella figura sopra è mostrato t2 (tempo della fase a due cellule). Viene indicato come “attivo”, ad indicare che verrà utilizzato nella modalità annotazione.

È stato assegnato il colore rosso (il colore mostrato nel contesto in cui si verifica t2). I tempi ideali sono fissati per IVF e ICSI con diff. inferiore e superiore.

Nessun calcolo è collegato al parametro t2 qui.

Se l'utente desidera calcolare automaticamente il tempo tra t2 e t3, devono essere inserite le variabili nel campo di calcolo. Quindi viene selezionata la funzione matematica, che eseguirà il calcolo. Ad esempio, cc2 è la differenza di tempo da 2 divisioni cellulari in 3 cellule. Il valore del tempo di divisione cellulare t3 verrà sottratto dal valore del tempo di divisione cellulare t2. In questo modo, il sistema calcolerà automaticamente i cicli cellulari una volta annotati i

tempi degli eventi. I valori calcolati sperimentalmente possono anche essere impostati e monitorati.




Figura 7.128 Impostazioni – annotazioni – schermata simmetria

Gli eventi hanno anche un comportamento che decide come rispondono all'essere annotati. Ad esempio, t2 si verificherà solo una volta, il che significa che praticamente scomparirà dall'elenco degli eventi una volta assegnato un valore (annotato). Questo comportamento è chiamato "Singolo".

Come per la simmetria, altre cose possono verificarsi in fasi diverse e dovrebbero rimanere selezionabili dopo essere state utilizzate una volta. Questo comportamento è chiamato "Multi".

L'utente può anche avere un gruppo di annotazioni collegato, quindi il resto del gruppo scompare se viene selezionato. Questo comportamento è chiamato "Tutti".

Sono inoltre elencate le annotazioni "Multinucleazione", "Punteggio PN", "Frammentazione" e "Misurazione".

7.6.2 Stati dell'embrione

Nelle versioni precedenti non c'era altra scelta tra le impostazioni, solo la sezione "Annotazioni". Con la versione 1.19.0.0 del Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, una sezione "Stati dell'embrione" appena aggiunta consente all'utente di aggiungere ulteriori stati dell'embrione.




Figura 7.129 Nuovo stato attivo dell'embrione




Figura 7.130 Stato dell'embrione "Anomalo" inattivo

La creazione di un nuovo stato embrionale si svolge in 4 stati:

1. Possibilità di attivare/disattivare lo stato dell'embrione creato.
2. "Chiave": un simbolo, che indica il pozzetto selezionato su una "Mappa delle capsule".
Deve essere unica e non sovrapporsi a quelle esistenti.
3. "Nome" – nome dello stato dell'embrione creato.
4. Selezione del colore dello stato dell'embrione.

7.6.3 Modelli di punteggio

Con la versione 1.20.0.0 del Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, si ha la possibilità di creare modelli di punteggio dell'embrione.

Esiste una nuova funzione nel menu "Impostazioni" denominata "Modelli di punteggio".




Figura 7.131 Modelli di punteggio

L'inserimento del modello di punteggio verrà visualizzato premendo il pulsante "+", in cui l'utente può creare un modello di punteggio dell'embrione desiderato.




Figura 7.132 Una nuova finestra di creazione del modello di punteggio dell'embrione

Scelta del tipo di modello

L'utente può scegliere tra due tipi di modello: "Gerarchico" e "Ponderato". La differenza principale tra questi tipi di modelli è che quello "gerarchico" è tracciato graficamente, mentre quello "ponderato" è basato su una formula.




Figura 7.133 Tipo di modello "gerarchico".




Figura 7.134 Tipo di modello "ponderato".

Il modello può essere attivato o disattivato premendo il pulsante (contrassegnato in rosso) nell'immagine sottostante.




Figura 7.135 Attivazione o disattivazione del modello di punteggio selezionato

Creazione di variabili

Accanto al pulsante “Modello” è presente anche un pulsante “Variabili”. Premendolo, si visualizzerà un elenco di variabili predefinite prelevate automaticamente dall'elenco delle annotazioni di calcolo degli eventi.




Figura 7.136 "Variabili" elencate dall'elenco delle annotazioni

Premendo il pulsante “+” l'utente può creare una nuova variabile inserendo il nome e la formula.




Figura 7.137 Creazione di una nuova variabile

Il nome della variabile non può essere costituito da simboli, ad esempio “+”, “-”, “/”, ecc. Se viene utilizzato il simbolo, la casella sarà cerchiata in rosso.

Premendo la lettera “e” nella casella “Formula”, apparirà un elenco di annotazioni “Eventi” e l'utente potrà scegliere l'evento desiderato invece di annotare tutto.




Figura 7.138 Creazione di una nuova variabile

👉 Quando il campo "Formula" contiene una parte di testo che richiama la visualizzazione dell'elenco degli eventi, è necessario utilizzare il tasto "Spazio". In caso contrario, l'utente dovrà scrivere il nome del gruppo di annotazioni, trattino basso e il nome dell'annotazione (ad es. events_t2).




Figura 7.139 Creazione di formule senza premere il tasto "Spazio"

👉 Il quadrato rosso attorno a "Formula" scomparirà se la formula della variabile è scritta correttamente.




Figura 7.140 Creazione della formula premendo il tasto "Spazio"

👉 Se gli utenti creano variabili aggiuntive, applicheranno solo uno specifico modello di punteggio dell'embrione. Quando si crea un nuovo modello di punteggio dell'embrione, anche le variabili devono essere create separatamente.

Premere il pulsante salva situato nella parte inferiore dello schermo. Se tutto è compilato correttamente, verrà visualizzato il messaggio "Salvato"; in caso contrario, verrà visualizzato il messaggio "Le variabili del modello di punteggio presentano errori".

7.6.3.1 Modelli di punteggio gerarchici

La prima cosa che l'utente dovrebbe fare è inserire un nome per il modello di punteggio dell'embrione gerarchico. Dopo aver inserito il nome, il quadrato rosso attorno a "Nome" scomparirà.




Figura 7.141 Assegnare un nome al modello di punteggio dell'embrione gerarchico

7.6.3.1.1 Creazione del nodo condizionale

Sotto il campo del nome, si trova un'area in cui l'utente può posizionare i nodi. Premendo il tasto destro del mouse sull'area, verrà visualizzato un elenco di azioni possibili. L'utente può aggiungere un nodo condizionale, un nodo risultato o rimuovere il nodo selezionato (applicabile solo quando un nodo è selezionato).




Figura 7.142 Creazione di un nuovo nodo condizionale o di risultato

Quando viene premuto il pulsante "Aggiungi nodo condizionale", viene visualizzato l'input "Condizione".




Figura 7.143 Condizioni disponibili

L'utente può scegliere tra sette condizioni: **uguale** (simbolo "="), **diverso** (simbolo "!="), **maggiore di** (simbolo ">"), **maggiore o uguale a** (simbolo ">="), **minore di** (simbolo "<"), **minore o uguale a** (simbolo "<=") e **Range**.

Quando viene scelta la condizione desiderata, verrà visualizzato automaticamente un elenco con "Variabili" e annotazioni.

 Il sistema sceglierà automaticamente la prima variabile dell'elenco!





Figura 7.144 Opzioni di condizione e annotazione "Maggiore di"

 Verranno visualizzate solo le annotazioni il cui comportamento del gruppo di annotazioni è "Singolo" o "Tutto".





Figura 7.145 Possibili annotazioni opzionali "Comportamento"

 Il modello di punteggio gerarchico non può avere due nodi condizionali separati in un solo modello di punteggio. Può avere più nodi condizionali, ma devono essere collegati tra loro.

7.6.3.1.2 Creazione del nodo di risultato

Impostiamo la variabile "cc2" in modo che sia maggiore di 10. (variabile "cc2" indica il tempo trascorso tra l'evento "t2" e l'evento "t3").




Figura 7.146 La variabile "cc2" è impostata superiore a 10

Quando viene creato il nodo condizionale, il passaggio successivo consiste nel creare un nodo di risultato, operazione che l'utente può eseguire premendo il tasto destro del mouse sull'area di un nodo e scegliendo l'azione "Aggiungi nodo risultato".




Figura 7.147 Finestra "Aggiungi nodo di risultato"




Figura 7.148 Nodo di risultato creato senza "valore" impostato

Il valore del nodo di risultato può essere creato in base alle preferenze di qualsiasi utente. In questo caso, lo imposteremo come "Accettabile". Verrà impostato come valore "True". Per il valore "False", creiamo un nodo di risultato "Non accettabile".




Figura 7.149 Nodo condizionale con 2 nodi risultato

Dopo aver creato i nodi risultato, il nodo condizionale deve essere collegato a ciascun nodo risultato. Può essere collegato premendo il tasto sinistro del mouse sul quadrilatero del nodo condizionale e quindi spostando la linea visualizzata verso il cerchio situato nel nodo di risultato.




Figura 7.150 Nodo condizionale con nodo risultato "Accettabile" collegato

👉 Il modello di punteggio non può essere salvato se il "Nodo condizionale" e i "Nodi risultato" non sono collegati. Se l'utente tenta comunque di salvarlo, verrà visualizzato il messaggio "I modelli di punteggio presentano errori".

👉 Il modello di punteggio dell'embrione verrà salvato solo quando viene creato con la procedura sopra descritta e viene premuto il pulsante salvato sul lato destro. L'utente verrà avvisato con il messaggio "Salvato".

7.6.3.1.3 Rimozione dei nodi condizionali e di risultato

Il collegamento tra i nodi condizionali e di risultato può essere cancellato spostando il mouse sulla riga creata. Quando si trasforma in linee blu, fare clic su di essa con il tasto sinistro del mouse.




Figura 7.151 Rimozione del collegamento tra i nodi condizionali e di risultato

Il nodo condizionale o di risultato può essere eliminato premendo il tasto destro del mouse sul nodo selezionato. Verrà visualizzata una possibile azione "Rimuovi nodo".




Figura 7.152 Rimozione del nodo di risultato "Accettabile"

L'utente può eliminare i nodi indesiderati utilizzando due metodi diversi. Il primo metodo consiste nello spostare il mouse e contrassegnare tutti i nodi.




Figura 7.153 Selezione di tutti i nodi

Dopo aver selezionato i nodi (sarà contrassegnato da una linea blu intorno), premendo il tasto destro del mouse sulla finestra della casella della cellula, scegliere "Rimuovi nodi selezionati".




Figura 7.154 Rimozione di tutti i nodi selezionati

Il secondo metodo consiste nel fare clic sui nodi desiderati uno per uno tenendo premuto il tasto "Ctrl". Dopo aver selezionato tutti i nodi, ripetere il passaggio di rimozione descritto sopra.

7.6.3.1.4 Funzioni aggiuntive

Quando si tiene premuto il tasto destro del mouse sulla casella della cellula, l'utente può spostare la schermata del punteggio dell'embrione.

L'utente può ingrandire o ridurre la schermata utilizzando la rotellina del mouse.




Figura 7.155 Schermata massimizzata del modello di punteggio dell'embrione




Figura 7.156 Schermata del modello di punteggio dell'embrione ridotta al minimo

Premendo il pulsante "Reset" la schermata tornerà alla fase di creazione iniziale.




Figura 7.157 Azzeramento della schermata del modello di punteggio iniziale

I nodi possono essere spostati in tutta la finestra della casella della cellula selezionandoli e spostandoli semplicemente con il tasto del mouse. Più nodi (selezionati tenendo premuto il tasto "Ctrl") si sposteranno contemporaneamente. La linea di collegamento del nodo verrà regolata automaticamente.




Figura 7.158 Spostamento simultaneo dei nodi di risultato

7.6.3.2 Modelli di punteggio ponderato

La prima cosa che l'utente dovrebbe fare è inserire un nome per il modello di punteggio ponderato dell'embrione. Dopo aver inserito il nome, il quadrato rosso attorno a "Nome" scomparirà.




Figura 7.159 Assegnare un nome al modello di punteggio dell'embrione ponderato

Premendo la lettera "e" nella casella "Punteggio", apparirà un elenco in cui l'utente può scegliere l'evento desiderato invece di annotare tutto.




Figura 7.160 Creazione di un nuovo punteggio

👉 Le stesse regole si applicano alla creazione di una formula "Punteggio" come quando si crea la formula "Variabili". Per ulteriori informazioni, leggere la sezione "Creazione variabili".




Figure 7.161 Creazione di un nuovo punteggio senza utilizzare il tasto "Spazio"

👉 Il quadrato rosso attorno a "Punteggio" scomparirà se la formula del punteggio è scritta correttamente.




Figure 7.162 Creazione di un nuovo punteggio utilizzando il tasto "Spazio"

7.6.3.3 Eliminazione dei modelli di punteggio

Il modello di punteggio embrione creato può essere eliminato premendo il pulsante "Cestino" vicino al "Tipo di modello".




Figura 7.163 Pulsante "Cestino" per eliminare il modello di punteggio dell'embrione creato

Il modello di punteggio dell'embrione non può essere eliminato se assegnato a un time-lapse specifico. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzato il messaggio "Impossibile eliminare il modello di punteggio".




Figura 7.164 Messaggio di errore durante il tentativo di eliminare il modello di punteggio dell'embrione assegnato a un time-lapse

 Il pulsante "x" situato nella parte inferiore dello schermo tornerà alla schermata principale dei "Modelli di punteggio".

8 Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni, contattare Esco Medical Technologies, UAB o il Rappresentante locale.